

Übersicht aller Walser® Matrizengrößen und Zubehör:

Nr.	Form	Besondere Merkmale	Bandhöhe	Anwendung
1	X	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR
2	X		6,5 mm	PRÄMOLAR
3	X		5,0 mm	MOLAR
4	X		6,5 mm	MOLAR
5	O	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR-KLEIN
6	O		6,5 mm	PRÄMOLAR-KLEIN
6c NEU	O	für einseitig tiefe Karies eine Bandseite 3 mm länger	5/8 mm	PRÄMOLAR
7	O	auch für Milchmolar	5,0 mm	PRÄMOLAR
8	O		6,5 mm	PRÄMOLAR
8a NEU	O	für 4-flächige Füllungen	6,5 mm	PRÄMOLAR
9	O		5,0 mm	MOLAR
10	O		6,5 mm	MOLAR
10a NEU	O	für 4-flächige Füllungen	6,5 mm	MOLAR
10c NEU	O	für einseitig tiefe Karies eine Bandseite 3 mm länger	5/8 mm	MOLAR
10d NEU	O	für einseitig extra tiefe Karies eine Bandseite 5 mm länger	5/10 mm	MOLAR
11	XF	endwärts geschlitzte Bänder	6,5 mm	11, 12, 21, 22
12	XF	endwärts geschlitzte Bänder	8,0 mm	11, 12, 21, 22
13	X	extra kurze Bänder/auch für Milchmolar	5,0 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
14	X	extra kurze Bänder	6,5 mm	13, 14, 23, 24, 31, 32, 41, 42
15	O	“	5,0 mm	31, 32, 41, 42
16	O	“	6,5 mm	31, 32, 41, 42
17	X	extra hohe Bänder	8,0 mm	4 - 5
18	X	“	8,0 mm	6 - 8
19	O	“	8,0 mm	4 - 5
20	O	“	8,0 mm	6 - 8
21	OF	endwärts geschlitzte Bänder	8,0 mm	11, 21
22	OF	“	8,0 mm	12, 22
23	ON	längere Bänder, große Spannweite	5,0 mm	6 - 8
24	ON	hält über der Kofferdamklammer!!	6,5 mm	6 - 8
25	O	(Sonderform für MILCH-MOLAR, sehr geeignet auch die Nr. 1, 5, 7, 13)	5,0 mm	MILCHMOLAR

Walser® Matrizen Sortimente

25er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit/ohne Zange
18er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit/ohne Zange
10er-Sortiment auf Sterilisiertablett mit/ohne Zange
Kinder Sortiment mit Zange

Walser® Matrizen Nachfüllpackungen

5er-Packung Nr. 1-22 + 25
2er-Packung Nr. 23 / 24

Walser® Matrizenzange und Sterilisiertablett gibt es auch einzeln zu erwerben.

Bestellen Sie jederzeit einfach und schnell in unserem Onlineshop unter

<https://www.walser-dental.com/de/onlineshop>

Es ist keine Anmeldung erforderlich!



Zehntausende Zahnärzte in über 120 Ländern weltweit arbeiten mit WALSER® Matrizen und täglich werden es mehr...